

# CHAMOT

## Recombinant Human TRAIL

CM060-5HP  
CM060-20HP  
CM060-100HP  
CM060-500HP  
CM060-1000HP



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司  
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

# CONTENT

1 产品简介

2 产品组成

3 产品储存

4 产品使用



ASFFGAFLVG with polyhistidine tag  
at the C-terminus

### 产品组成

成分： 从含有 1X PBS，pH 8.0 溶液中冻干的蛋白质。

### 产品储存

储存： -20°C冻干粉长期保存。  
运输： 蓝冰。

### 产品使用

- 1、推荐使用无菌水重悬冻干粉，溶液浓度不低于 100 $\mu$ g/mL，并静置至少 20min 以充分溶解。
- 2、重悬后的溶液可进一步稀释分装，置于 2-8°C有效期 1 个月，-20°C至-80°C有效期 3 个月；避免反复冻融。
- 3、重悬液进一步稀释分装时，须添加一定量的载体蛋白（0.1%BSA、10%FBS 或 5%HSA），无血清实验需求时，可更换为 5%海藻糖溶液作为载体。

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;  
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay

Chamot Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.

For Research Use Only