

AlphaCell

“合规进口
正品保障”

MU青木



官方微信公众号

青木生物技术（武汉）有限公司

电话 027-87860989
市场 sales@mu-bio.com
技术 tech@mu-bio.com
网址 www.mu-bio.com
地址 武汉市洪山区华中农业大学

上海办事处

电话 18217664627
邮箱 yuncy.liu@mu-bio.com
地址 上海市闵行区漕宝路2795号825室

青木生物技术（深圳）有限公司

电话 18566777408
邮箱 yu.long@mu-bio.com
地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道85号深圳市软件产业基地

MU青木



Fetal Bovine Serum

100064-FBS, New Zealand Origin

100061-FBS, Australia Origin

100598-FBS, Uruguay Origin

AlphaCell

每一滴都“甄贵”

新西兰

澳大利亚

南美乌拉圭

AlphaCell 特级胎牛血清是由新西兰、澳大利亚、南美(乌拉圭)优质胎牛血液制备而成,其生产与加工(包括胎牛取血、血液离心、过滤、成品无菌分装等)均在原产地一气呵成。成品经冷链运输直达中国,符合中国海关进口要求,并且全程可追溯,是细胞培养尤其是某些娇贵细胞培养过程中不可或缺的添加成分。



产品特点




甄选澳大利亚、新西兰、乌拉圭优质牧场

- 美国农业部、欧盟资质认证区域
- 严格牧牛编码溯源区域
- 非疯牛病疫区
- 中国海关允许牛血清制品进口区域



合法进口&冷链直达

- AlphaCell进口特级胎牛血清持有《中华人民共和国进口货物报关单》、《中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明》
- 从澳大利亚、新西兰、南美到国内再到客户端,全程冷链运输



高标准生产过滤工艺&品质控制

- 100%一次性生产过滤系统,避免不同批次间交叉污染
- 三重连续0.1 μm过滤系统,杜绝细菌、支原体等污染
- 1000L生物容器混合,保证同批次产品均一性
- 严格无菌环境灌装,杜绝污染
- 多重质量检测,符合《美国药典》、《中国药典》和9CFR标准要求
- 欧洲药典委员会(EDQM)认证和ISO13485质量管理体系认证



采集与生产记录系统&溯源系统

- 从原料血采集至无菌灌装血清成品,所有的进程都被完整记录
- 独一无二的溯源编码和瓶身二维码结合,轻松一扫可进行溯源查询生产日期、原产地、出售日期
- 货真价实AlphaCell进口特级胎牛血清持有
 - ▶ 血清原产地证明(Certification of Origin, CoO)
 - ▶ 分析证书(Certification of Analysis, CoA)

生产流程

